


Hill-Rom NP50 Egyrétegű habszivacs matrac

Hatékonyan igazodva a mindennapos igényekhez



Előnyök és jellemzők

- Tartós és költséghatékony alátámasztó felület
- Forgatható matrac
- Nagy rugalmasságú, egyrétegű habszivacs
- Könnyen tisztítható és helyben fertőtleníthető
- A legtöbb ágykerethez és minden ágypozícióban használható
- Röntgensugár áteresztő és latexmentes

Hill-Rom NP50 egyrétegű habszivacs matrac

Nagy rugalmasságú habszivacs matrac

A nagy rugalmasságú habszivacsból készült Hill-Rom NP50 típusú kórházi matrac magas szintű kényelmet biztosít betegek számára. Az NP50 kórházi matrac a legtöbb típusú ágy esetén használható, tökéletesen alkalmazkodik minden ágypozícióhoz és forgathatósága megnövelt élettartamot biztosít.

A teljesen zárt matrac vízálló, de légáteresztő bakteriosztatikus és fungosztatikus poliuretán huzattal készül, mely lehetővé teszi a könnyű és hatékony tisztítást és fertőtlenítést, ezáltal jelentősen növelve a beteg és ápolói környezet higiéniai biztonságát.



A Hill-Rom NP50 egyrétegű habszivacs matrac megnövelt méretben is elérhető

Standard méret: 198 cm

+5 cm

Műszaki jellemzők

Matrac (egyéni méretek választhatók)

Hossz	198 vagy 203 cm
Szélesség	85 vagy 90 cm
Magasság	14 cm

Jótállás

A Hill-Rom 2 év jótállást vállal a matracra és a huzatra. A jótállás részleteiről kérjük érdeklődjön a helyi Hill-Rom képviselőnél.

Biztonságos teherbírás

(Maximum betegsúly) 250 kg

Szegély

Varrott

Fertőtlenítés

Klór bázisú szerek használhatóak. A koncentráció mértéke nem haladhatja meg az 1000 ppm hígítású értéket.

A Hill-Rom fenntartja magának a jogot a típusok, a kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Az egyedüli Hill-Rom jótállás a termék eladása esetére vonatkozó jótállás.
©2008 Hill-Rom Services, Inc. – AZ ÖSSZES JOG FENNTARTVA.

Magyarországi képviselő:



Premier G Med Kft.

1026 Budapest Hidász u. 1.
www.premiergmed.hu

Tel: +36 (1) 391-4030
Fax: +36 (1) 398-0687
Mobil: +36 (20) 849-5524

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom.